



## MOTOMed ejercicio de simetría

La función de simetría del MOTOMed indica durante el ejercicio activo la fuerza con la cual la pierna o brazos correspondiente está "empujando". Mediante esta indicación de biofeedback en tiempo real el usuario puede corregirse en cualquier momento e intentar entrenar su lado más débil.

## Recuperar esquemas de movimiento

En caso de deficiencias unilaterales, p.ej. en hemiplejía, se puede entrenar con precisión el lado afectado. El feedback directo mediante iconos animados en la pantalla de color grande y el ejercicio repetitivo (con muchas repeticiones) soporta la recuperación de muestras de movimiento y puede contribuir a acelerar el proceso de rehabilitación y mantener éxitos logrados.

Con eso el entrenamiento de simetría simultáneo con el MOTOMed muvi fomenta las capacidades cognitivas y de coordinación y conduce a un bienestar físico positivo.