

MOTOmed[®]

Movement Therapy

Með mótör og snjöllum hugbúnaði. Movement Therapy Systems fyrir fólk með lömum, spasma og minnkaðan vöðvastyrk.



MOTOMed gracile (fyrir börn)



Handhjól MOTOMed viva 1



MOTOMed letto (fyrir rúmliggjandi)



með mótör

MOTOMed viva 2

Hreyfðu þig...

með hjálp MOTOMed MovementTherapy: heima, í endurhæfingu eða á hjúkrunarheimili.

Eykur teygjanleika, slakar á spasma, eykur blóðflæð z í útlimum, gönguhæfni, andlega vellíðan og bætir lífsgæði.

RECK MOTOMed[®]
MovementTherapyDevices

Líkamsástand

MS, heilablóðfall, þverlömum, fjórlömum, heilalömum, Parkinsons, aðrir taugasjúkdómar sem og aðrir hreyfihamlandi sjúkdómar.

Þjálfunarmöguleikar

1

Óvirk þjálfun með hjálp mótors

Hendur og fætur eru þjálfaðar með hjálp mótors. Þessi tegund þjálfunar hefur jákvæð áhrif og þá sérstaklega á spasma og lömun í útlimum eða sem undirbúningur fyrir sjúkráþjálfun. Hún slakar á höndum og fótum og vöðvaspenna minnkar jafnt og þétt.

2

Virk þjálfun með hjálp mótors

Virk þjálfun með hjálp mótors gerir fólki með mjög lítinn vöðvastyrk kleift að hjóla með hjálparhjóli. Viðkomandi notar þann vöðvastyrk sem hann hefur og með hjálp mótors getur hann í mörgum tilfellum aukið vöðvastyrk sinn.

Hægt er að byrja snemma í endurhæfingu og auka styrk veikustu vöðva.

3

Virk þjálfun

Þjálfun með eigin vöðvastyrk með mótstöðu mótors. Mótstöðuna er hægt að stilla um 16 stig (viva 1, letto 1) eða 20 stig (viva 2, gracile, letto 2) á gírnum. Skjárinn sýnir virku þjálfunina í vöttum.

Óvirk þjálfun getur þó verið árangursrík upphitun og slakað á vöðvum fyrir, og eftir virka þjálfun.

Markmið þjálfunar

Minnka spasma, auka teygjanleika

Losa um vöðvaspennu í spasma og einnig stífa vöðva.

Endurvekja vöðvastyrk

Með þjálfuninni má endurvekja vöðvastyrk sem hefur glatast eða verulega dregið úr.

Vinna gegn afleiðingum ónógrar hreyfingar

Lélegt eða hægt blóðflæði (kaldir útlimir) stíðir liðir, styttri vöðvar, meltingartruflanir, þvagvandamál, stökk bein, beinþynning og bjúgur. Dagleg þjálfun með MOTMed getur fyrirbyggt óþægilegar og dýrar meðferðir.

Auka göngugetu

MOTMed þjálfun getur byggt upp og viðhaldið grunnþjálfun til göngu, (það er þol og styrk) og dregið úr stífleika í vöðvum.

Styrkja andlega vellíðan

Regluleg hreyfing. Gera eitthvað fyrir sjálfan sig. Hvort tveggja hefur jákvæð áhrif á andlega vellíðan.



MOTMed viva 1
Með handfangi og stuðningi við kálfa (aukahlutur)



MOTOmed viva 1

Mest seldi mótörþjálfunartæki í heimi með MovementTherapySystem.


Jafnvel grunnhjólíð hefur marga notkunarmöguleika. Ýmsir aukahlutir eru í boði t.d. handfang eða uppfærsla í handhjól.



MOTOmed viva 2

MOTOmed viva 2 er aðallega hannað fyrir hjólastólanotendur og einstaklinga með takmarkaða göngugetu með skerta hreyfigetu í höndum og fingrum og/eða skerta sjón.

Á stórum skjá (8,5 cm x 11,5 cm) er letur og myndir skýrar og stórir hnappar. Að auki er MOTOmed hugbúnaðurinn auðskiljanlegur og gerir notanda kleift að vera sjálfstæður. Á skjánum eru birtar upplýsingar um þjálfunina. Virka og óvirka þjálfunin er greind í sitt hvoru lagi.



MOTOmed gracile 12 (barna)



Sérstaklega hannað með þarfir yngri notenda í huga (heilalömun, klofin hryggur og vöðvasjúkdómar).

Einstakir eiginleikar MOTOmed gracile eru að mjög stutt er á milli pedala (12 cm) og þeir hæðarstillanlegir. Það hentar lágvöxnum börnum og vex með þeim.



Handhjól

Á Motomed viva 1, MOTOmed viva 2 og MOTOmed gracile 12 (barna) má bæta við handhjóli.

Mismunandi grip og festingar eru fánlegar fyrir hendur og handleggji. Hentar fyrir virka og óvirka þjálfun handleggja, axla og bakvöðva. Hægt er að snúa handhjólinu til og frá þjálfunarsvæði.



MOTOmed letto 1/letto 2 (fyrir rúmliggjandi)

MOTOmed letto er hannað fyrir rúmliggjandi fólk. Auðveldlega er hægt að koma því að rúminu án þess að færa notandann. Tilvalið til notkunar í sjúkraþjálfun til að flýta fyrir endurhæfingu og til að fyrirbyggja legusár og blóðtappa. TrainCare kálfa festingar (aukahlutur) gerir einstaklingum í dái og/eða fólki með lamaða fótleggi kleift að þjálfa og viðhalda vöðvum.

MOTOmed letto 1 er með handstýringu. MOTOmed letto 2 er með stórum skjá.

Grunn útbúnaður MOTomed	viva 1	viva 2	gracile12 (barna)	letto 1 (fyrir rúmliggjandi)	letto 2 (fyrir rúmliggjandi)
Valmöguleikar í þjálfun / þjálfunar form					
- Óvirk hreyfing fóta með mótör	•	•	•	•	•
- Hjálparhjól = virk þjálfun með hjálp mótors	•	•	•	•	•
- Virk þjálfun með mótstöðu (gírum)	•	•	•	•	•
Hugbúnaður / rafbúnaður					
- Einn aðgerðarhnappur	•	•	•	•	•
- SmoothDriveSystem fyrir mjúka samfellda hreyfingu	•	•	•	•	•
- MovementProtector, losar um spasma	•	•	•	•	•
- SpasmControl með sjálfvirkum viðsnúningi á hjólaátt ef við á, við greiningu spasma	•	•	•	•	•
- Rafknúin auðveldari isetning og losun fóta með öryggisstoppi	•	•	•		•
- Samhæfingarþjálfun – Greining samtímis á virkri þjálfun hægri og vinstri fóta	•	•	•		•
- Greining á vöðvaspennu (spenna í byrjun, í lok og að meðaltali)	•	•	•	•	•
- Greining á þjálfun	•	•	•	•	•
- Möguleikar á uppfærslu á þjálfunarkerfi, kortakerfi		•	•		•
- Greining á þjálfun – sýnilegar upplýsingar um þjálfunina og framför: Meðan á þjálfun stendur og eftir eru eftirfarandi upplýsingar sýndar á skjánum:					
Óvirk þjálfun:					
- Hraði (s/mín)	•	•	•	•	•
- Tími þjálfunar (mín)	•	•	•	•	•
- Vöðvastyrkur (Nm)	•	•	•	•	•
- Vegalengd (km)	•	•	•	•	•
Virk þjálfun:					
(Hjálparhjól) að auki					
- Orka (KJ/kcal)	•	•	•	•	•
- Hægri/vinstri virkni (samhæfing)	•	•	•		•
- Mótstaða (gírar)	•	•	•	•	•
- Frammistaða (c.a.wött)	•	•	•	•	•
Niðurstöður Óvirkrar og virkrar þjálfunar sýndar í sitt hvoru lagi (Lengd, tími)			•	•	•
Upplýsingar er hægt að geyma á skjánum	•	•	•	•	•
Tæknilegar upplýsingar					
- Sterkt, stöðugt, og stillanlegt undirstell	•	•	•	•	•
- Hraðastillingar frá 0-60 snm	•	•	•	•	•
- Fjarstýring með upplýstum skjá	•			•	
- Stór háskerpu litaskjár (8,5 cm x 11,5 cm)		•	•		•
- Skjár með 8 stórum, skýrum hnöppum og auðskiljanlegum hugbúnaði		•	•		•
- Hnappur fyrir Hjálparhjól Breyting úr óvirkri í virka þjálfun sést og finnst. Mynd af hjóli á skjá til merkis um virka þjálfun. Um leið og notandinn hættir virkri þjálfun minnkar hraðinn sjálfkrafa og mótör tekur við.		•	•		•
- Stór hjól, til að aðvela tilfærslu/flutning á MOTomed	•	•	•	•	•
- Fóðrað fótstig með frönskum rennilás	fylgihlutur no. 501	•	•	•	•
- Stilling pedala radíusar í tveim stigum 7 cm og 12,5 cm	•	•	•	•	•
- Handfang til að styðja sig við. Hægt að stilla hæð og fjarlægð frá notanda án verkfæra.	fylgihlutur no. 504	•	•		
- Hæðarstilling á fólthjóli fyrir börn og minni notendur í stól eða hjólastól			•		
- Fjarlægð á milli innri brúna fótstigs í cm	16	16	12	16	16
- Úrval aukahluta fyrir hand og fótþjálfun	•	•	•		
- Öryggis samþykkt CE 0124, EMV, ISO gæðastjórnun	•	•	•	•	•

Leggðu þitt af mörkum í endurhæfingu – á stofnun eða heima

Auðvelt í notkun – í stól eða hjólastól, sjálfstætt.

MOTMed „hugsar með þér“ snjall hugbúnaður er auðveldur í notkun og með einum hnappi er hægt að byrja.

Hjóla hreyfing: hæg eða hröð, fram eða aftur, virk eða óvirk, með eða án hjálp mótors, með lítilli eða mikilli mótstöðu. Hreyfing aðlöguð að þínum þörfum. Annaðhvort er hægt að forstilla þjálfunartíma eða stoppa hvenær sem er meðan á þjálfun stendur og velja aðra þjálfunaraðferð.

Allar stillingar og kerfi eru auðveld með fjarstýringu (viva1, letto1) eða á skjánum (viva2, gracile, letto2). Stórir hnappar gefa frá sér hljóð þegar á þá er ýtt. Skjárinn sýnir mismunandi upplýsingar um þjálfunina. Í lok þjálfunar birtist greining á skjánum.

Auðveld ísetning og losun fóta eykur sjálfstæði. Með einum hnappi er hægt að stoppa pedalann í þeirri stöðu sem hentar til að fara í eða úr.

Greining á spasma

MOTMed MovementProtector greinir spasma og mótörinn stöðvar hreyfingu pedalanna.

Jafnvel hinn minnsti vottur spasma er greindur nákvæmlega með MovementProtector (Mótor kraftur) og aðlagast sjálfkrafa að vöðvaspennunni.

Dregur úr spasma

Eftir að spasmi greinist af SpasmControl aðlagast hjólið og sjálfvirkur viðsnúningur verður á hjólaátt.

Teygjuspasmi er losaður með beygju og beygjuspasmi losaður með teygju eins og í sjúkrahjúlfun. SpasmControl gerir MOTMed hjólið einstakt og öruggt.

Ýmsir MOTMed aukahlutir



Festing fyrir kálfa
Hæðarstillanleg festing með frönskum rennilás.



Sjálfvirk festing fyrir fætur
Auðveldar snögga losun ef þarf. Heldur þétt að fæti, jafnvel í kröftugum spasma.



Stillanlegur pedalaradíus
Hægt að breyta radius pedalanna án verkfæra til að stækka eða minnka snúningsradius.



Framhandleggs spelka
Festir handleggi örugglega og leiðir hendurnar meðan á þjálfun stendur.

Metnaður okkar er að...

...aðlaga MOTMed hjólið að þörfum einstaklinga með líkamlega fötlun – á öllum aldri, frá börnum til aldraðra. Áratuga löng reynsla í hönnun, framleiðslu og sölu, samvinna við notendur, lækna og þjálfara gera RECK MOTMed leiðandi á heimsmarkaði. Við eigum okkar velgengni að þakka ánægðum viðskiptavinum.

Enduruppögötváðu og efldu vöðvastyrk þinn

MOTMed hjólið gerir notendum kleift að efla vöðvastyrk og styrkja hreyfigetu. Þú finnur árangurinn strax.

Vöðvastyrkur - þú munt ekki finna fyrir því en styrkinn er hægt að enduruppögötvá og byggja upp, jafnvel hjá notendum sem hafa fengið heilablóðfall.



Virk þjálfun... aftur

Erfitt að fara í eða á, of mikil mótstaða, óþægileg setstaða, truflandi spasmi, óþjálir pedalar, ónóg samhæfing.

Ef þú ert einn af þeim sem þjáist af verkjum við að nota hefðbundin æfingatæki, þá er MOTMed viva frábær lausn fyrir þig.

Eftir að búið er að losa um spennu í fótleggjum og auka liðleika með óvirkri þjálfun, er hægt að byrja að hjóla sjálfur í þægilegum stól eða hjólastól. Mótstöðuna (gíra) er hægt að stilla stighækkandi til að gera langa virka þjálfun mögulega.

Kynning

Hefur þú áhuga á þjálfun með MOTMed? Þá er bara að prófa – heima eða í endurhæfingu.

Kynning gefur þér möguleikann til að komast að hvaða þjálfun hentar þér. Hafðu samband við okkur eða sendu okkur áfasta póstkortið.

RECK MOTMed®
Movement Therapy Devices

RECK-Technik GmbH & Co. KG
Reckstr. 1-5
88422 Betzenweiler
GERMANY

Sími +49 7374 18-85
Fax +49 7374 18-480

contact@motomed.com
www.motomed.com



RECK-Technik GmbH & Co. KG, Betzenweiler, GERMANY



"Made in Germany"

IS 713/W17a Ertberg 07.09.bmSt. (entspricht dt. Version „c“) Vio áskiljum okkur rétt til teknilegrar breytinga til að beturbæta vöruna.