



Movimiento MOTomed para más capacidad de rendimiento

En enfermedades respiratorias crónicas como COPD movimiento no sólo es permitido, sino un pilar importante en el concepto de la terapia. Con el equipo terapéutico MOTomed relaja su musculatura de respiración y aumenta su capacidad corporal. Según sus necesidades entrena con motor, con apoyo del motor o activo con su propia fuerza muscular.



Ejercicio moderado

El miedo de falta de aliento les impide a muchos pacientes de hacer deporte regular. Sin embargo con ese comportamiento se fomenta el progreso de la enfermedad. Formas de ejercicio adecuadas repercuten positivamente a la función pulmonar, masa muscular y calidad de vida. El equipo terapéutico MOTomed posibilita iniciar despacio el entrenamiento con la ayuda del motor y aumenta poco a poco la carga.

Mantener y fomentar la musculatura

Empleando el entrenador de brazos/cuerpo superior con precisión (accesorio) se fortalece la musculatura que apoya la respiración. Facilita la respiración y el cuerpo puede absorber y utilizar más oxígeno. El entrenamiento MOTomed mejora su condición física y fortalece el sistema cardiovascular e inmunológico.

Vea el MOTomed en utilización

Vea nuestros [vídeos de producto](#) o pídenos el [DVD MOTomed](#) gratuito.

Probar el MOTomed sin compromiso

Benefíciense de los éxitos de terapia del MOTomed en COPD. Organizamos una demostración en su casa y le asesoramos sobre el equipamiento. Con mucho gusto puede llamar al número de teléfono +49 7374 18-85

Ofertas de compra y financiación diferentes

Comprando un MOTomed puede beneficiarse de un entrenamiento diario, eficaz en casa. Aproveche las [diferentes ofertas de compra y financiación](#) e infórmese aquí.

El equipo de asesoramiento MOTOMed recomienda

[MOTOMed viva2](#)

[MOTOMed letto2 piernas/brazos](#)