



MOTMed ayuda a reducir espasticidad

El cuerpo y el espíritu se benefician de un movimiento diario. Una terapia de movimiento controlada resulta como especialmente eficaz en el tratamiento de pacientes con esclerosis múltiple. Relaje su musculatura, reduzca espasticidad y relájese por el ejercicio suave con el equipo cinesiterapéutico asistido por motor MOTMed.



Fomente su movilidad y capacidad de andar

El equipo cinesiterapéutico MOTMed posibilita movimiento sin sobrecarga en pacientes de EM. Puede dejarse mover pasivamente, entrenar con asistencia del motor o con su propia fuerza muscular. El MOTMed sirve para el ejercicio desde la silla o silla de ruedas. El software le ofrece programas de ejercicio especiales para un entrenamiento con precisión. La pantalla grande de color le indica informaciones detalladas referente a su actividad físico (Biofeedback).

Movimiento fortalece

El ejercicio activo en el MOTMed puede ayudar particularmente en reducir cansancio y agotamiento crónico (fatigue). Reduzca espasticidad y crispaciones, fortalezca su actividad vascular e intestinal, disminuya estrés y mejore su capacidad de rendimiento general mediante el movimiento regular con el MOTMed. El movimiento regular mejora el riego sanguíneo (de piernas) y puede reducir edemas (almacenamiento de agua).

MOTMed por receta

El MOTMed está clasificado como ayuda técnica de las cajas de enfermedad legales en Alemania. Bajo ciertas condiciones existe la posibilidad de cobertura financiera hasta un 100 % en caso de esclerosis múltiple.

Probar sin compromiso

Puede probar su MOTMed gratuito y sin compromiso en casa. Utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos gratuitamente bajo 0800-668 66 33.

Vea el MOTMed en utilización

Vea nuestros [vídeos de producto](#) o pídenos el [DVD MOTMed](#) gratuito.

El equipo de asesoramiento MOTOmed recomienda

[MOTOmed viva2](#)