



Incrementar las ventajas con el MOTomed gracile para niños

Movimiento es la base para las funciones y el desarrollo del cuerpo sano. La cinesiterapia MOTomed puede ayudar a los niños con discapacidad de realizar sus ansias de movimiento naturales. Con el MOTomed gracile los niños entrenan desde una silla, un asiento o una silla de ruedas con un movimiento suave, guiado parecido al ir en bicicleta.



Niños necesitan movimiento

El movimiento pasivo MOTomed puede contribuir a la reducción del tono muscular en parálisis espástica y a la formación de acortamientos musculares así como contracciones. Al mismo tiempo el movimiento con apoyo del motor posibilita un entrenamiento activo - hasta con las menores fuerzas - y puede preparar o bien mejorar la capacidad de andar.

Saltos de alegría y estrellas de suerte como recompensa

Con el programa de motivación MOTOmax especialmente desarrollado los niños pueden dejar saltar el muñeco Max en la pantalla durante el entrenamiento MOTomed, entrenando con el lado derecho e izquierdo lo más uniforme posible. El principio de juego simple y el muñeco saltando con alegría recompensa el esfuerzo corporal y anima a entrenamientos más largos.

MOTomed como consola de juegos

Diferentes juegos de vídeo (accesorios) como carrera de coches o un pingüino en paisajes de montaña, que se pueden jugar en pantallas de diferente tamaño, estimulan el impulso natural de jugar del niño y da mucha alegría.

Clasificado como ayuda técnica

El MOTomed gracile está clasificado como ayuda técnica de las cajas de enfermedad en Alemania. Bajo ciertas condiciones existe la posibilidad de cobertura financiera hasta un 100 % en caso de esclerosis múltiple.

Probar en casa

Con mucho gusto le ponemos a su disposición sin compromiso un equipo cinesiterapéutico MOTomed. Su niño disfrutará del entrenamiento y le hará bien. Llámenos bajo el teléfono +49 7374 18-85.

Vea el MOTOMed en utilización

Vea nuestros [vídeos de producto](#) o pídenos el [DVD MOTOMed](#) gratuito pulsando aquí.

El equipo de asesoramiento MOTOMed recomienda

[MOTOMed gracile12](#)