



## Movimiento con el MOTomed relaja

Personas con paresia cerebral infantil y parálisis espástica pueden relajar su musculatura con el equipo cinesiterapéutico MOTomed. El movimiento pasivo y accionado por motor ayuda a reducir espasticidad. Un movimiento regular con el MOTomed puede contribuir en el fomento del bienestar físico y mental.



## Alegría con movimiento

El MOTomed es la posibilidad para personas con limitaciones de vivir su afán de moverse. No importa si entrena con motor, con asistencia del motor o activo con su propia fuerza muscular - el ejercicio relaja la musculatura (p.ej. en espasticidad), estimula el riego sanguíneo, previene acortamiento muscular y anquilosis articular y sobre todo, puede mejorar la capacidad de andar.

## Movimiento hace movable

Puede entrenar en el MOTomed desde la silla de ruedas o una silla. Las funciones especiales Relajación de Espasticidad y Protección de Movimiento detectan espasmos y pueden aliviarlos.

El movimiento MOTomed activa la digestión y el metabolismo de forma natural. Un ejercicio regular con el MOTomed puede ayudar controladamente a aumentar la autoconciencia y el bienestar.

## Reembolso de los gastos por la caja de enfermedad

Bajo ciertas condiciones existe la posibilidad de cobertura financiera por las cajas de enfermedad en Alemania en caso de parálisis cerebral infantil y parálisis espástica. El MOTomed está clasificado como ayuda técnica y por eso es abonable por un 100 %.

## Probar gratuitamente

Convéncese usted mismo probando el MOTomed gratuitamente y sin compromiso en casa. Llámenos bajo el número +49 7374 18-85 o utilice nuestro [formulario de contacto](#).

## Vea el MOTomed en utilización

Vea nuestros [vídeos de producto](#) o pídenos el [DVD MOTomed](#) gratuito.

## El equipo de asesoramiento MOTOmed recomienda

[MOTOmed viva2](#) (para adultos)

[MOTOmed gracile12](#) (para niños)