

Equipamiento de base

MOTOMed viva2

Movimiento es más divertido cuando está seguro. El MOTOMed viva2 dispone de varias funciones de seguridad como la Protección de Movimiento, el Ejercicio de Simetría y la Detección de Espasticidad. El software ofrece una gran variedad de posibilidades para establecer un entrenamiento particularmente variado e individual.

Posibilidades de terapia

- Ejercicio pasivo (con motor)
- Ejercicio asistido (con apoyo del motor)
- Ejercicio activo (con propia fuerza)
- Ejercicio de Simetría
- Ejercicio de Coordinación (4 segmentos)

Mecánica

- Pedales acolchados de seguridad
- Ajuste del radio de pedal bietápico (7,0 cm o 12,5 cm)
- Asidero de mano
- Movable con grandes rodillos de transporte (13 cm de diámetro)
- Construcción entera en metal, de gran valor y estable
- Más estabilidad por el soporte-pie extensible

Funciones

- Ayuda de Inserción con parada de seguridad
- Accionamiento de Relajación con inicio y parada suave
- Protección de Movimiento & Control Antiespasmó
- Reglaje de la velocidad de 0 a 60 rpm (pasivo)
- Reglaje de la fuerza motriz de 1 a 10
- Tiempo de terapia preajutable de 0 hasta 120 minutos
- Autoprueba automática del equipo

Software

- Unidad de mando grande y de fácil manejo con guía de usuario y teclas grandes perceptibles
- Selección de 27 idiomas
- Programas de Motivación MOTOMax y TRAMPOLINmax
- Programa de Coordinación de 4 Segmentos
- Programas de Ejercicio
- Feedback detallado en tiempo real
- Análisis de Ejercicio después del ejercicio

Para más información sobre las funciones más importantes y accesorios haga click aquí:

- [Funciones](#)
- [Unidad de mando](#)
- [Accesorios entrenamiento piernas](#)
- [Accesorios entrenamiento brazos](#)
- [Accesorios software](#)